

Pflegebett Schwerlast

Pflegebett als Sondergrößen

SB-L: Für Personen bis 150kg Körpergewicht, die aufgrund der Anatomie nicht mit Standardbetten versorgt werden können.

Erhältlich in den Größen:

90x190cm,
100x200cm,
100x220cm,
120x200cm,
120x220cm,
140x200cm



Pflegebett Schwerlast

Pflegebett als Sondergrößen

SB-XL: Für Personen bis 200kg Körpergewicht, das Bett verfügt über drei Seitengitterholme.

Erhältlich in den Größen:

100x200cm,
100x220cm,
120x200cm,
120x220cm,
120x240cm



Pflegebett Schwerlast

Pflegebett als Sondergrößen

SB-XXL: Für Personen bis 300kg Körpergewicht, mit besonders stabiler Doppelschere

Erhältlich in den Größen:

120x200cm,
120x220cm,
140x220cm
140x240cm





Pflegematratzen „Sondergrößen“

Gerne bieten wir Ihnen für jedes Schwerlastbett die richtige Matratze von 150 - 300kg Belastbarkeit, sowie auch jedes Sondermaß (Bettgrößen) an!

Antidekubitus und Weichlagerungsmatratzen aus Schaumstoff zur Dekubitus Prophylaxe und – Therapie.

Schwerlastlifter „Goliath“



Besonders günstiges Preis - Leistungsverhältnis
Tragfähigkeit: 250kg
Pflegebett unterfahrbar
4-Rad Rollen
Elektromotorische Spreizung der Kufen

Schwerlastliftergurt



Reißfest bis 1260 kg, Beinstützen und Liftergurt mit 3mm dicken Schaumstoff gepolstert.



Leichtgewichtsrollstuhl „Caneo 200“ Schwerlast

Niedrige Sitzhöhe für Sitzkissen, faltbar, Seitenteile nach vorne verlängert, zur Unterstützung beim Setzen, Lenkräder nach vorne und außen verlagert.

Bis 200kg Patientengewicht



Rollator „XXL“

Der faltbare, stabile Rollator mit pannensicherer Bereifung ist mit seiner Belastbarkeit von bis zu 200kg die ideale Lösung für schwere Menschen.



Duschoilettstuhl fahrbar „Dallas“

Leichtes Ein- und Aussteigen durch ab-schwenkbare Armlehnen, gepolsterte Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
Bis 200kg belastbar

Wechseldruckmatratze „APM bari Sondergröße“

Das **APM bari Wechseldrucksystem** wird zur Behandlung schwergewichtiger Patienten bis Stadium IV nach EPUAP eingesetzt.

Auf der speziell konstruierten Matratze können Patienten mit einem Gewicht von bis zu 280 kg gelagert werden. Das Steuergerät verfügt über die gleichen Grundfunktionen wie das erfolgreiche APM 440 System. Zwei hochwertige Vollmetallkompressoren gewährleisten einen langlebigen und sicheren Betrieb. Ein Drucksensor sorgt für ein exaktes Druckniveau innerhalb des Systems und den geräuscharmen Betrieb durch die Abschaltfunktion zwischen den Zyklen. Zusatzfunktionen wie der Caremode, 3 Zeitzyklen, Statikmodus und automatische Tastatursperre komplettieren die Einsatzmöglichkeiten und vereinfachen die Handhabung.

Die Matratze, die in der Standardausführung 120 cm breit ist, weist 18 Nylon-PU-Zellen auf, die mit speziellen Halteschlaufen einen sicheren Halt garantieren. Jede einzelne Zelle ist mit einer CPC-Kupplung versehen, wodurch eine Freilagerung innerhalb weniger Sekunden durchgeführt werden kann. Die Zellhalteschlaufen weisen eine extra robuste Konstruktion auf.

